

Lisa 5. *Mycobacterium tuberculosis*'e ravimitundlikkuse määramise meetodid

(Eestis kasutusel seisuga 20.11.2023)

Meetod	Genotüübiline ravimitundlikkuse määramine				
	Xpert® MTB/Rif Ultra	BD MAX MDR-TB	Xpert® MTB/ XDR	HAIN MTBDRplus V2	HAIN MTBDRsl V2
Materjal	algtöötluseta röga või bronhiloptusvedelik VÕI algtöödeldud mistahes materjal, mis ei sisalda rohkelt verd või mittehomogeniseeritavaid osakesi			algtöödeldud materjal, mis ei sisalda rohkelt verd või mittehomogeniseeritavaid osakesi VÕI morfoloogiliselt eeldatav <i>M. tuberculosis</i> ’e kultuur	
Aeg vastuseni	min 2,5 h	min 4 h	min 2,5 h	1–2 päeva	1–3 päeva
Samasta- mine	jah	jah	jah	jah	jah
Ravimid	R	H ja R	H, FLQ*, Am	H ja R	Am, FLQ*
Meetod	Fenotüübiline ravimitundlikkuse määramine				
	Põhirea ravimid			Reservrea ravimid	
Materjal	<i>M. tuberculosis</i> ’e samastatud puhaskultuur				
Aeg vastuseni	~ 24–60 päeva				
Samasta- mine	Ei				
Ravimid	põhirea ravimid: R, H, E, Z			reservrea ravimid: Am, Pt, Lfx, Mfx, Lzd, Cfz, Bdq, Dlm, Pa	

FLQ – fluorokinoloonid (nt. Lfx, Mfx)